



Abb. rechts

Technische Daten:

- Edelstahl 1.4301, Fingergriff poliert
- mit seitlicher Stütze
- Rohr \varnothing = 32 mm
- max. Belastung 150 kg (bis 300 kg möglich)
- Maße = Wand-Mitte Rohr
- Mit 3 Befestigungsflanschen \varnothing = 78 mm mit je 3 Bohrungen
- inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein

Art.-Nr.	Länge (Wand – Mitte Rohr)		
SGD500RF	500 x 305 x 500 mm	rechts	HMV-Nr. 04.04.05.1221
SGD500LF	500 x 305 x 500 mm	links	HMV-Nr. 04.04.05.1221
SGD850RF	850 x 305 x 850 mm	rechts	HMV-Nr. 04.04.05.1222
SGD850LF	850 x 305 x 850 mm	links	HMV-Nr. 04.04.05.1222
Art.-Nr.	Länge (Wand – Mitte Rohr)		
SGD500RF300	500 x 305 x 500 mm	rechts	bis 300 kg
SGD500LF300	500 x 305 x 500 mm	links	bis 300 kg