

## FRELU® – Stützklappgriff



SKG600F

SKG600TPF

### Technische Daten:

- Edelstahl 1.4301, Fingergriff poliert
- Rohr  $\varnothing$  = 32 mm
- max. Belastung 120 kg
- Maße = Wand-Mitte Rohr
- mit Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag
- mit Grundplatte 275 x 100 mm mit je 6 Bohrungen
- inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein

**HMV-Nr. 04.40.05.1202**

Art.-Nr.	Länge (Wand – Mitte Rohr)
SKG600F	600 mm
SKG700F	700 mm
SKG850F	850 mm
SKG600TPF	600 mm, mit angeschweißtem Toilettenpapierhalter
SKG700TPF	700 mm, mit angeschweißtem Toilettenpapierhalter
SKG850TPF	850 mm, mit angeschweißtem Toilettenpapierhalter