

FRELU® – Stützklappgriff mit Bodenstütze



Technische Daten:

- Edelstahl 1.4301, Fingergriff poliert
- Rohr \varnothing = 32 mm
- mit Bodenstütze für Greifhöhe 850 mm (Standard) oder 760 mm
- mit verstellbarem Fuß
- Ausführung Rechts / Links
- Maße = Wand-Mitte Rohr
- mit Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag
- mit Grundplatte 275 x 100 mm mit je 6 Bohrungen
- inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein

HMV-Nr. 04.40.05.1213

Art.-Nr.	Länge (Wand – Mitte Rohr) max. Belastung 150 kg
SKGBS600F	600 mm
SKGBS700F	700 mm
SKGBS850F	850 mm
SKGBS600TPF	600 mm, mit angeschweißtem Toilettenpapierhalter
SKGBS700TPF	700 mm, mit angeschweißtem Toilettenpapierhalter
SKGBS850TPF	850 mm, mit angeschweißtem Toilettenpapierhalter